

**Probetas graduadas, PP, forma alta, clase B, graduación en relieve****Isolab****Probetas graduadas, PP, forma alta, clase B, graduación en relieve**

- Fabricadas en polipropileno virgen ultra transparente, sus paredes gruesas eliminan la distorsión
- Ofrecen una alta transparencia, resistencia química y una notable tolerancia al calor
- Cumplen con los más altos estándares de calidad según DIN 12681 e ISO 6706
- Calibración individual mediante un proceso de calibración automático realizado por robots
- El control de calidad permanente a través de todos los pasos elimina posibles desviaciones de los valores nominales
- Las probetas están calibradas para contener (In) y las tolerancias están de acuerdo con las normas DIN/ISO Clase "B"
- Las graduaciones están grabadas en relieve y especialmente diseñadas para plástico y resistentes a 60°C
- Para una precisión consistente, las probetas graduadas de polipropileno no deben usarse con líquidos a más de 60°C y no deben mantenerse bajo la luz directa del sol o en condiciones de sobrecalentamiento



Code	Description	Packaging
LLG06243541	Vol.cylinder 10ml, high formPP, cl.B, e	1 pz.
LLG06243542	Vol.cylinder 25ml, high formPP, cl.B, e	1 pz.
LLG06243543	Vol.cylinder 50ml, high formPP, cl.B, e	1 pz.
LLG06243544	Vol.cylinder 100ml, high formPP, cl.B,	1 pz.
LLG06243545	Vol.cylinder 250ml, high formPP, cl.B,	1 pz.
LLG06243546	Vol.cylinder 500ml, high formPP, cl.B,	1 pz.
LLG06243547	Vol.cylinder 1000ml, high formPP, cl.B,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

