



## Sistema de agitación BuddeMix 1 - 4

### Sistema de agitación BuddeMix 1 - 4

Este novedoso sistema de agitación ha sido concebido para mezclar fluidos de baja viscosidad así como medios altamente viscosos a bajas velocidades. Su diseño especial crea corrientes dinámicas inherentes para producir resultados de mezcla perfectamente homogéneos en muy poco tiempo. No se necesitan componentes adicionales como deflectores, cojinetes de fondo, etc.

#### Ventajas:

- Adecuado para fluidos de baja a alta viscosidad
- Agita los medios que contienen sólidos y fibras sin ninguna dificultad
- Agitación suave y de bajo corte, debido a la lenta velocidad de agitación
- Temperatura constante del producto, sin efecto de calentamiento
- Tiempos de mezcla cortos al agitar todo el contenido del contenedor
- Sin adición de aire, sin espuma
- No se requieren deflectores
- Bajo desgaste de los engranajes debido a las fuerzas equilibradas
- Consumo mínimo de energía gracias a las bajas velocidades y a los cortos tiempos de operación
- Fácil de limpiar.
- Material no. 1.4404



#### Particularmente para las atmósferas potencialmente explosivas:

- Una sola zona de agitación, cerca de la base del recipiente, asegura una fácil mezcla de los residuos depositados, por ejemplo, en los recipientes de mezcla de flujo
- No se requieren deflectores, por lo que no hay fuentes de ignición adicionales



Code	Description	Packaging
LLG09779332	BuddeMix 2L 350mm, wave 10mm, stirr hea	1 pz.
LLG09779333	BuddeMix 3L 550mm, wave 10mm, stirr hea	1 pz.
LLG09779334	BuddeMix 4L 850mm, wave 10mm, stirr hea	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

