

**Bomba peristáltica LLG-uniPERISTALTICPUMP 3**

LLG Labware

Bomba peristáltica LLG-uniPERISTALTICPUMP 3

La bomba peristáltica de gran capacidad de bombeo. Ideal para aplicaciones de dosificación continua. Ahorra espacio, es robusta y tiene un caudal estable.

-Alta capacidad de bombeo de 398 ml/min

- Dirección de trabajo reversible
- Conectores de manguera fácilmente intercambiables
- Bajo consumo de energía
- Carcasa de ABS resistente a la corrosión
- Pantalla OLED para la indicación de la velocidad y la dirección de trabajo

Material de suministro: Bomba, cabezal de bomba, conectores de manguera Pharmed® 6,4 mm ID, 9,6 mm AD

Especificaciones**Rango de velocidad:****Precisión de la velocidad: 0,1 ... 150 rpm****±0,1 rpm****Rango de caudal: 0,08 ... 398 ml/min****Peso:****Dimensiones (An x L x Alt): 0,8 kg****190 x 128 x 135 mm****Grado de protección:****Rango de temperatura de trabajo:****Humedad máxima: IP 31****0 ... 40 °C****80 %****Potencia nominal:****Fuente de alimentación:****Garantía: 20 W****100 ... 240 V, 50/60 Hz****3 años**

Code	Description	Packaging
LLG06263550	LLG-uniPERIPUMP 3 Peristaltic Pump EU	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

