

**Bomba peristáltica LLG-uniPERISTALTICPUMP 3****LLG Labware****Bomba peristáltica LLG-uniPERISTALTICPUMP 3**

La bomba peristáltica de gran capacidad de bombeo. Ideal para aplicaciones de dosificación continua. Ahorra espacio, es robusta y tiene un caudal estable.

-Alta capacidad de bombeo de 398 ml/min

-Dirección de trabajo reversible

-Conectores de manguera fácilmente intercambiables

-Bajo consumo de energía

-Carcasa de ABS resistente a la corrosión

-Pantalla OLED para la indicación de la velocidad y la dirección de trabajo

Material de suministro: Bomba, cabezal de bomba, conectores de manguera Pharmed® 6,4 mm ID, 9,6 mm AD

Especificaciones

Rango de velocidad:

Precisión de la velocidad: 0,1 ... 150 rpm

±0,1 rpm

Rango de caudal: 0,08 ... 398 ml/min

Peso:

Dimensiones (An x L x Alt): 0,8 kg

190 x 128 x 135 mm

Grado de protección:

Rango de temperatura de trabajo:

Humedad máxima: IP 31

0 ... 40 °C

80 %

Potencia nominal:

Fuente de alimentación:

Garantía: 20 W

100 ... 240 V, 50/60 Hz

3 años



Code	Description	Packaging
LLG06263550	LLG-uniPERIPUMP 3 Peristaltic Pump EU	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

