

**Gafas de seguridad uvex i-3 9190****Uvex****Gafas de seguridad uvex i-3 9190**

Gafa de seguridad innovadora que se adapta a la cara de forma óptima. Su montura flexible con inclinación variada permite un ajuste individual - mediante la zona Softflex integrada se consigue una elevada comodidad y se puede adaptar a cualquier anchura de cabeza. El soporte nasal extremadamente blando se encarga de que se puedan llevar durante largo tiempo con comodidad, sin presión y sin deslizamiento. Unos extremos de la montura blandos y la zona Softflex en la parte de la frente garantizan una sujeción segura en cualquier situación.

Revestimiento de los cristales:

- 1. uvex supravisión excelente:** Resistente a arañazos por su cara interna y antiempañante, resistente a arañazos por el exterior, resistente a sustancias químicas y muy fácil de limpiar mediante nanotecnología.
- 2. uvex supravisión zafira:** Extremadamente resistente a arañazos y altamente resistente a sustancias químicas. El sistema de lacado aplicado mediante nanotecnología presenta un aumento claro de las propiedades antiadherentes.



Code	Description	Packaging
LLG06253649	Bail glasses i-3 9190colour: anthracite	1 pz.
LLG06284871	Bail glasses i-3 9190black/light grey le	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

