

**Mechero de seguridad, Ms-Ni****Bochem****Mechero de seguridad, Ms-Ni**

Temperatura máxima 1300°C, con válvula de aguja, **termoelemento de seguridad** (sonda de llama bimetálica con cierre magnético), regulador de aire y llama piloto. Latón revestido de níquel y acero. Un revestimiento de goma antideslizante bajo la base garantiza una estabilidad absoluta.



Code	Description	Packaging
LLG09018388	Safety burner, natural gaswith needle v	1 pz.
LLG09018389	Safety burner, propanewith needle valve	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

