

**Mechero de seguridad, Ms-Ni****Bochem****Mechero de seguridad, Ms-Ni**

Temperatura máxima 1300°C, con válvula de aguja, **termoelemento de seguridad** (sonda de llama bimetálica con cierre magnético), regulador de aire y llama piloto. Latón revestido de níquel y acero. Un revestimiento de goma antideslizante bajo la base garantiza una estabilidad absoluta.



Code	Description	Packaging
LLG09018388	Safety burner, natural gaswith needle v	1 pz.
LLG09018389	Safety burner, propanewith needle valve	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

