

**Embudo de seguridad con tapa abatible, negro, HDPE, conductor electrostático****Scat****Embudo de seguridad con tapa abatible, negro, HDPE, conductor electrostático**

Este embudo compacto con tapa se adapta de manera óptima para unas condiciones mínimas de espacio en el laboratorio. La tapa abatible impide que entren vapores tóxicos de disolventes. Con tamiz desmontable para la recogida de los agitadores magnéticos y las sustancias sólidas durante la descarga de líquido.

- HDPE resistente a químicos
- Con tamiz extraíble para una limpieza fácil
- Tamaños de rosca distintos con tapa o cierre que gira libremente
- Lanza de seguridad para una fluidez limpia sin ensuciar la abertura del recipiente
- Longitud de la lanza 200 mm
- Se comercializan también sin lanza de seguridad
- Los viales de cromatografía pueden ser desechados totalmente cuando se quita el tamiz.
- Los embudos de seguridad negros están hechos de HDPE conductor electrostático y tienen una conexión a tierra para evitar riesgos de ignición. Se incluyen el cable de conexión a tierra (1,5 m) y la pinza de conexión a tierra.

Otros tamaños de rosca bajo pedido.

Diámetro del embudo 130 mm.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

