

**Gradilla para PCR de 96 pocillos, PP****Isolab****Gradilla para PCR de 96 pocillos, PP**

- Fabricada en polipropileno de alta densidad, totalmente esterilizable en autoclave. Excelente soporte para la toma de muestras de PCR "antes" y "después".
- Esta gradilla se puede utilizar sola o insertada en el puesto de trabajo
- Esta gradilla de trabajo/almacenamiento está diseñado para alojar 96 tubos o tiras de PCR de 0,2 ml de 8 y 12 tubos
- Los pocillos tubulares se identifican fácilmente con números y letras alfanuméricas y en relieve
- La cubierta transparente traslúcida protege los tubos del polvo y tiene una superficie antideslizante para permitir el almacenamiento seguro de múltiples gradillas
- Dimensiones (An x L x Alt): 125 x 88 x 31mm



Code	Description	Packaging
LLG06255804	PCR tube rack96 well	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

