



Jeringas BD Discardit II, desechables, 2 piezas, PP/PE, estériles

Becton Dickinson

Jeringas BD Discardit™ II, desechables, 2 piezas, PP/PE, estériles

Cilindro transparente para una perfecta visualización del contenido de la jeringa.

- Jeringas de 2 partes con Luer-Tip
- Movimiento suave del émbolo, fuerza de deslizamiento reducida
- Anillo de retención: evita la retirada accidental de la varilla del émbolo
- No hay fugas: Probado de acuerdo con la norma ISO 7886-1
- Marcado de la escala: graduación precisa y adaptada a las necesidades del usuario
- El diseño de las bridas de agarre para los dedos asegura la estabilidad y la comodidad durante la inyección
- Émbolo diseñado ergonómicamente para ser operado con una sola mano
- Material del barril: Polipropileno
- Material del émbolo: Polietileno
- Lubricante para el émbolo: Oleamida
- Unidades de embalaje con código de colores
- Método de esterilización: Óxido de etileno
- Sin aceite de silicona
- Embalaje estéril de un solo uso, sin látex, sin PVC



Para aplicaciones de presión recomendamos jeringas de tres partes.



Code	Description	Packaging
LLG06052153	Syringes BD Discardit II, sterile, 2 ml	100 pz.
LLG06052157	BD Discardit Disposable Syringes 20 /80	80 pz.
LLG07619784	Discardit II disposable syringes 5 /100	100 pz.
LLG09410403	Discardit II Disposable syringes 10/100	100 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

