



Cubetas para la medición de la absorción, rango NIR

Hellma Analytics

Cubetas para la medición de la absorción, rango NIR

Rango de Longitud de Onda 300: 200nm - 3500nm

Material óptico: Vidrio de cuarzo Extended Range



Code	Description	Packaging
LLG06200777	Cell for Absorption Meas., NIR, macro	1 pz.
LLG06800243	Celle per Misure Assorbimento, Range-NI	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

