

**Líquido desinfectante y limpiador Helipur[®]****B. Braun****Líquido desinfectante y limpiador Helipur[®]**

Para la limpieza de materiales y aparatos de laboratorio de metal, vidrio y cerámica.

-actúa contra bacterias (bacilo de la tuberculosis incluido), hongos, virus lipófilos (VHB y VIH incluidos), adenovirus y virus vacunales

-rápida desinfección y limpieza, los instrumentos contaminados se sumergen directamente en la solución limpiadora. No son necesarios prelavados ni enjuagues manuales.

-incluido en la lista de la DGHM (German Hygiene and Microbiology Society).

Este producto es un desinfectante con biocidas. Por favor, consulte su disponibilidad e información legal.

Concentración de uso: 1,5 % para 60 min de acción = 15 ml en 1 l de agua





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

