



## Guantes para lavar MARIGOLD G01R Classic

### Guantes para lavar MARIGOLD G01R Classic

Guantes de látex con rugosidad superficial especial. El forro interior de punto de algodón permite llevarlos puestos cómodamente durante mucho tiempo.

Paquete de 1 par.

-Cat. III frente a peligro químico mínimo

Longitud: 325 mm

Grosor: 0,45 mm





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

