



Cubetas para mediciones de dispersión de luz, rango UV

Hellma Analytics

Cubetas para mediciones de dispersión de luz, rango UV

Longitud de onda: 200nm - 2500nm

Material óptico: Vidrio de cuarzo High Performance



Code	Description	Packaging
LLG06073106	Cells for light scattering meas.UV-range	1 pz.
LLG06255204	Stray light cuvette, quartzglass Supras	1 pz.
LLG06302852	Celle per misura luce dispersa, Range U	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

