



**Cubetas para mediciones de dispersión de luz, rango UV**

**Hellma Analytics**

**Cubetas para mediciones de dispersión de luz, rango UV**

Longitud de onda: 200nm - 2500nm

Material óptico: Vidrio de cuarzo High Performance



Code	Description	Packaging
LLG06073106	Cells for light scattering meas.UV-range	1 pz.
LLG06255204	Stray light cuvette, quartzglass Supras	1 pz.
LLG06302852	Celle per misura luce dispersa, Range U	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

