

**Baño de ultrasonidos para tamiz SONOREX SUPER RK 106****Bandelin****Baño de ultrasonidos para tamiz SONOREX SUPER RK 106**

Baños de ultrasonidos de alta resistencia para la limpieza o el tratamiento de muestras en líquidos acuosos. Adecuados para el área de protección respiratoria y de laboratorio, industria, taller y área de servicio.

- Tanque y carcasa de acero inoxidable
- Protección contra el agua de goteo
- Con grifo de vaciado de depósito integrado (G 1/2) para facilitar el vaciado (RK 106 con G 1/4)
- Radio blindado

Modelos con adición de tipo H con rango de temperatura ajustable.

Baño de ultrasonidos para la limpieza de 1 tamiz de ensayo de 200 mm de diámetro. Pedir por separado el soporte de tamices SH 7.



Code	Description	Packaging
LLG09877105	Ultrasonic bath RK 106-GBcap. 5.6 ltrs,	1 pz.
LLG09877106	Ultrasonic bath RK 106cap. 5.6 ltrs, wi	1 pz.
LLG09877107	Ultrasonic bath RK 106cap. 5.6 ltrs, wi	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

