

**Baño de ultrasonidos para tamices Sonorex Super ultrasonic bath RK 1028 C****Bandelin electronic****Baño de ultrasonidos para tamices Sonorex Super ultrasonic bath RK 1028 C**

Baños de ultrasonidos de alta resistencia para la limpieza o el tratamiento de muestras en líquidos acuosos. Adecuados para el área de protección respiratoria y de laboratorio, industria, taller y área de servicio.

- Tanque y carcasa de acero inoxidable
- Protección contra el agua de goteo
- Con grifo de vaciado de depósito integrado (G 1/2) para facilitar el vaciado (RK 106 con G 1/4)
- Radio blindado

Modelos con adición de tipo H con rango de temperatura ajustable.

Para 5 tamices de ensayo con un diámetro de 200 mm. Con asas a ambos lados. Pedir por separado el soporte de tamiz SH 28 C.



Code	Description	Packaging
LLG09877528	Ultrasonic bath RK 1028 Ccap. 45 ltrs,	1 pz.
LLG09877530	Ultrasonic bath RK 1028 CHcap. 45.0 ltr	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

