

**Incubadoras de agitación ES-20/ES-80**

Grant

**Incubadoras de agitación ES-20/ES-80**

Agitador-incubadora orbital estable y fiable para la mezcla e incubación vigorosa o incluso la mezcla e incubación de muestras en una variedad de frascos y vasos. Para las ciencias de la vida, adecuado para el cultivo de células en matraces, la extracción de muestras de tejido a temperaturas fisiológicas y procesos de preparación de muestras, la mezcla de líquidos biológicos así como la incubación y el cultivo de líquidos biológicos, el cultivo de e-coli, la preparación de bioluminiscencia.

-Velocidad variable: 50 a 250rpm

-Control digital del tiempo, la temperatura y la velocidad de las sacudidas para una mayor precisión y repetibilidad

-Pantalla de 2 líneas de 16 caracteres LCD

-Plataformas intercambiables para agitar/incubar diferentes vasos (pedir por separado)

**Especificaciones**

**Rango de velocidad: 50 hasta 250 rpm**

**Rango de temperatura ES-20:**

**Rango de temperatura ES-80: +25 hasta +42°C**

**+25 hasta +80°C**

**Resolución del ajuste de la temperatura:**

**Estabilidad: 0,1°C**

**± 0,5°C**

**Movimiento de agitación: orbital**

**Órbita ES-20:**

**Órbita ES-80: 10 mm**

**20 mm**

**Operación continua ES-20:**

**Operación continua ES-80: 720 h**

**168 h**

**Temporizador: 1 min hasta 96 h**

**Capacidad de carga ES-20:**

**Capacidad de carga ES-80: 2,5 kg**

**8 kg**

**Fuente de alimentación: 230V 50/60 Hz**



Code	Description	Packaging
LLG06251451	Shaking incubatorw/o platformincl.EU-/U	1 pz.
LLG09721056	Shaking incubator ES-8050-250 rpm, 25..	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

