

**Incubadoras de agitación ES-20/ES-80****Grant****Incubadoras de agitación ES-20/ES-80**

Agitador-incubadora orbital estable y fiable para la mezcla e incubación vigorosa o incluso la mezcla e incubación de muestras en una variedad de frascos y vasos. Para las ciencias de la vida, adecuado para el cultivo de células en matraces, la extracción de muestras de tejido a temperaturas fisiológicas y procesos de preparación de muestras, la mezcla de líquidos biológicos así como la incubación y el cultivo de líquidos biológicos, el cultivo de e-coli, la preparación de bioluminiscencia.

-Velocidad variable: 50 a 250rpm

-Control digital del tiempo, la temperatura y la velocidad de las sacudidas para una mayor precisión y repetibilidad

-Pantalla de 2 líneas de 16 caracteres LCD

-Plataformas intercambiables para agitar/incubar diferentes vasos (pedir por separado)

Especificaciones

Rango de velocidad: 50 hasta 250 rpm

Rango de temperatura ES-20:

**Rango de temperatura ES-80: +25 hasta +42°C
+25 hasta +80°C**

Resolución del ajuste de la temperatura:

Estabilidad: 0,1°C

± 0,5°C

Movimiento de agitación: orbital

Órbita ES-20:

**Órbita ES-80: 10 mm
20 mm**

Operación continua ES-20:

**Operación continua ES-80: 720 h
168 h**

Temporizador: 1 min hasta 96 h

Capacidad de carga ES-20:

**Capacidad de carga ES-80: 2,5 kg
8 kg**

Fuente de alimentación: 230V 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06251451	Shaking incubatorw/o platformincl.EU-/U	1 pz.
LLG09721056	Shaking incubator ES-8050-250 rpm, 25..	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

