

**Microscopio educativo, serie F11****Motic****Microscopio educativo, serie F11**

- Tubo monocular, 45° Angulo visual, que gira 360°,
- 45° ángulo visual, que gira 360°
- Ocular de campo amplio WF 10x/18 mm
- Revólver portaobjetivos de 4 posiciones, dirigido hacia atrás
- Objetivo acromático DIN 4x, 10x, 40x(resorte)
- Mando de ajuste fino y grueso aparte, mando de ajuste grueso ajustable
- Mesa portaobjetos con pinzas para preparados
- Condensador integrado N.A. 1,25 Condensador Abbe con diafragma iris (F1115)
- iluminación por LEDs regulable por etapas 20 mA, 3,5V, 70 mV
- Cable de red 220V, enchufe VDE (CE)
- cable de red extraíble, campana que protege del polvo



Code	Description	Packaging
LLG06239879	Pupil Microscope F1110 LED, F11 series3	1 pz.
LLG06243414	Pupil Microscope F1115 LED, F11 seriesM	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

