

**Sistema de digestión de infrarrojos InKjel P con 10 programas de libre configuración**

Sistema de digestión rápida con 25 programas de libre configuración para la potencia y el tiempo de digestión y calentamiento directo de las muestras mediante radiadores de cuarzo de alta calidad (1500W).

- Los radiadores infrarrojos de cuarzo alcanzan su punto máximo a 830°C en 1 min.
- Calentamiento especialmente uniforme en todas las posiciones de las muestras

Todos los sistemas InKjel están equipados completamente con consolas multinivel, unidad de extracción de humos, bandeja de muestras y recipientes de digestión de vidrio.

Configuraciones disponibles:

- 6 recipientes de muestra de 250 ml
- 12 recipientes de muestra de 100ml
- 12 recipientes de muestra de 250 ml
- 4 recipientes de muestra de 500ml
- 4 recipientes de muestra de 750ml



Code	Description	Packaging
LLG06233440	Rapid infrared digestion unit InKjel 12	1 pz.
LLG09843756	Rapid infrared digestion unit InKjel 12	1 pz.
LLG09843758	Rapid infrared digestion unit InKjel 45	1 pz.
LLG09843759	Rapid infrared digestion unit InKjel 47	1 pz.
LLG09843760	Rapid infrared digestion unit InKjel 62	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

