

**Desinfectante para materiales termoinestables Helipur[®] H plus N**

Concentrado líquido para la desinfección de endoscopios flexibles, accesorios de anestesia y artículos de goma y plástico.

- También indicado para la desinfección de metales, vidrio y cerámica
- Actúa contra bacterias, como el bacilo de la tuberculosis, y también contra esporas, hongos, virus lipófilos (incl. VHB y VIH), adenovirus y virus vacunales
- También se puede usar en baños ultrasónicos
- Sin formaldehído
- Disponible certificado de resistencia de materiales de los fabricantes más importantes

Use los desinfectantes de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.

Este producto es un desinfectante con biocidas. Por favor, consulte su disponibilidad e información legal.

Concentración de uso: 1,5 % para 15 min de acción = 15 ml en 1 l de agua
1,0 % para 60 min de acción = 10 ml en 1 l de agua



Code	Description	Packaging
LLG09191277	HELIPUR H plus N, 1000ml-bottledisinfec	1 pz.
LLG09191278	HELIPUR H plus N, 5l-candesinfectant, l	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

