


**Desecadores Mini Black y Mini Protect, de policarbonato****BOLA****Desecadores Mini Black y Mini Protect, de policarbonato**

Los desecadores SICCO se han diseñado para almacenar o secar productos sensibles a la humedad utilizando gel de sílice. Su hermética puerta impide que el contenido se contamine de las impurezas ambientales. Las condiciones en el interior son óptimas para guardar los materiales de referencia, muestras reponibles, muestras metalográficas, hojas de tabaco y ciertas muestras de ADN.

Desecador Mini Premium que incluye 2 bandejas intermedias, higrómetro, patas antideslizantes**Ventajas del producto:**

- Puerta One Touch con junta periferica
- construcción robusta y ligera
- cuerpo transparente, irrompible de policarbonato rígido
- visibilidad total por todos lados
- puerta giratoria con ángulo de abertura espacioso
- peso escaso, transportable
- apilable
- gel de sílice en una dosis práctica que se puede volver a cerrar, contenido en el material de suministro
- Carga máxima en caso de carga plana: 3 kg

**Aplicaciones:**

ideal para piezas pequeñas, muy manejable

El policarbonato no transparente de color negro o naranja impide la incidencia de la luz y protege frente a la radiación ultravioleta.

Especificaciones:

Cristales: negro o naranja

Resistencia a la temperatura: entre -35°C y +70°C



| Code | Description | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09042655 | Sicco Mini Black Basic desiccator, PS | 1 pz. |
| LLG09042656 | Sicco Mini Protect Basic desiccator, PS | 1 pz. |
| LLG09042659 | Sicco Mini Black Premium desiccator, PC | 1 pz. |
| LLG09042660 | Sicco Mini Protect Premium desiccator, | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

