


**Desecadores Mini Mobil, policarbonato****BOLA****Desecadores Mini Mobil, policarbonato**

Los desecadores SICCO se han diseñado para almacenar o secar productos sensibles a la humedad utilizando gel de sílice. Su hermética puerta impide que el contenido se contamine de las impurezas ambientales. Las condiciones en el interior son óptimas para guardar los materiales de referencia, muestras reponibles, muestras metalográficas, hojas de tabaco y ciertas muestras de ADN.

**Desecador Mini Premium que incluye 2 bandejas intermedias, higrómetro, patas antideslizantes****Ventajas del producto:**

- Puerta One Touch con junta periferica
- construcción robusta y ligera
- cuerpo transparente, irrompible de policarbonato rígido
- visibilidad total por todos lados
- puerta giratoria con ángulo de abertura espacioso
- peso escaso, transportable
- apilable
- gel de sílice en una dosis práctica que se puede volver a cerrar, contenido en el material de suministro
- Carga máxima en caso de carga plana: 3 kg

**Aplicaciones:**

ideal para piezas pequeñas, muy manejable  
Con un asa práctica, un compartimento.

**Especificaciones**

**Paneles:** transparentes

**Resistencia a la temperatura:** entre  $-35^{\circ}\text{C}$  y  $+70^{\circ}\text{C}$

**Uso:** presión normal



Code	Description	Packaging
LLG07638923	Sicco Mini-Mobil-Basic desiccatorPS, 23	1 pz.
LLG09042657	Sicco Mini Mobil Premium desiccator, PC	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

