

**Desecador Star-Protect, PMMA****BOLA****Desecador Star-Protect, PMMA**

Los desecadores para el secado a presión normal son apropiados para un mantenimiento sin rastro de humedad o secado mediante gel de sílice. A su vez, la puerta que se cierra herméticamente protege de las impurezas del ambiente. Las condiciones del interior son óptimas para el mantenimiento de materiales de referencia, muestras de reposición, probetas metalográficas, láminas de tabaco y muestras de ADN.

**Ventajas del producto:**

- Marco reforzado de aluminio con cristal de vidrio acrílico (en Star-Vitrum de borosilicato 3.3)
  - puerta con listón magnético y junta de goma por toda ella
  - pies de goma antideslizantes
  - higrómetro electrónico fácilmente legible con visualizador integrado de temperatura y humedad del aire
  - base intermedia ajustable de vidrio acrílico variable (en Star-Vitrum, Star-Big y Star-Auto-Big de acero fino)
  - base intermedia extraíble
  - carriles guía de PA/fibra de vidrio no metálicos
  - carriles guía con numeración propia
- Incluyendo cuatro estantes de vidrio acrílico, bandeja, higrómetro y desecante, utilizables con hasta 26 estantes, apilables, los paneles acrílicos naranjas reducen la incidencia de la luz y protegen contra la radiación ultravioleta.

**Especificaciones****Paneles: naranjas****Material: PMMA****Resistencia a la temperatura: entre -20°C y +70°C****Carga máxima total por estante: 10 kg****Carga máxima total: 30 kg**

Code	Description	Packaging
LLG06901030	Protect-star-desiccators PMMA304x375x52	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

