

**Homogenizador T 18 digital ULTRA-TURRAX[®]****IKA****Homogenizador T 18 digital ULTRA-TURRAX[®]**

Instrumento de dispersión de precio competitivo para volúmenes de 1ml a 1500ml (H₂O) con pantalla digital de velocidad. Ofrece un amplio rango de velocidad de 500rpm a 25000rpm que permite a los usuarios trabajar a altas velocidades circunferenciales incluso con diámetros de rotor pequeños. Una amplia selección de elementos de dispersión garantiza una gran variedad de aplicaciones.

- Pantalla digital de velocidad
- Control electrónico de velocidad
- Protección electrónica contra sobrecargas
- Los elementos de dispersión de acero inoxidable pueden ser limpiados rápida y fácilmente
- Los elementos de dispersión desechables de plástico están disponibles en dos tamaños
- Visualización del código de error
- Funcionamiento silencioso

Los cabezales de dispersión deben pedirse por separado.

Especificaciones

Potencia del motor entrada/salida: 500 / 300 W

Rango de volumen de trabajo (H₂O): 1 ... 1500ml

Viscosidad máx.: 5000 mPas

Rango de velocidad: 500 ... 25000rpm

Visualización de la velocidad: LED

Control de la velocidad: sin escalonamiento

Ruido sin elemento: 75 dB(A)

Brazo de extensión diám. / longitud: 13 mm / 160 mm

Dimensiones (An x L x Alt): 87 x 106 x 271 mm

Peso: 2,5 kg

Fuente de alimentación: 200 - 240 V, 50/60Hz

Grado de protección según DIN EN 60529: IP 20



Code	Description	Packaging
LLG09570943	ULTRA-TURRAX® T 18 digital Dispenser, 230	1 pz.
LLG09570944	ULTRA-TURRAX® T 18 digital S 2 Dispenser	1 pz.
LLG09570945	ULTRA-TURRAX® T 18 digital S 3 Dispenser	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

