

**Homogenizador T 18 digital ULTRA-TURRAX<sup>®</sup>**

IKA

**Homogenizador T 18 digital ULTRA-TURRAX<sup>®</sup>**

Instrumento de dispersión de precio competitivo para volúmenes de 1ml a 1500ml (H<sub>2</sub>O) con pantalla digital de velocidad. Ofrece un amplio rango de velocidad de 500rpm a 25000rpm que permite a los usuarios trabajar a altas velocidades circunferenciales incluso con diámetros de rotor pequeños. Una amplia selección de elementos de dispersión garantiza una gran variedad de aplicaciones.

- Pantalla digital de velocidad
- Control electrónico de velocidad
- Protección electrónica contra sobrecargas
- Los elementos de dispersión de acero inoxidable pueden ser limpiados rápida y fácilmente
- Los elementos de dispersión desechables de plástico están disponibles en dos tamaños
- Visualización del código de error
- Funcionamiento silencioso

**Los cabezales de dispersión deben pedirse por separado.**

**Especificaciones**

**Potencia del motor entrada/salida: 500 / 300 W**

**Rango de volumen de trabajo (H<sub>2</sub>O): 1 ... 1500ml**

**Viscosidad máx.: 5000 mPas**

**Rango de velocidad: 500 ... 25000rpm**

**Visualización de la velocidad: LED**

**Control de la velocidad: sin escalonamiento**

**Ruido sin elemento: 75 dB(A)**

**Brazo de extensión diám. / longitud: 13 mm / 160 mm**

**Dimensiones (An x L x Alt): 87 x 106 x 271 mm**

**Peso: 2,5 kg**

**Fuente de alimentación: 200 - 240 V, 50/60Hz**

**Grado de protección según DIN EN 60529: IP 20**



Code	Description	Packaging
LLG09570943	ULTRA-TURRAX® T 18 digital Dispenser, 230	1 pz.
LLG09570944	ULTRA-TURRAX® T 18 digital S 2 Dispenser	1 pz.
LLG09570945	ULTRA-TURRAX® T 18 digital S 3 Dispenser	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

