

**Homogeneizador T 25 digital ULTRA-TURRAX® 0b**

IKA

**Homogeneizador T 25 digital ULTRA-TURRAX® 0b**

Instrumento de dispersión de alto rendimiento para volúmenes de 1 a 2000ml (H<sub>2</sub>O) con pantalla digital de velocidad. Ofrece un amplio rango de velocidad de 3000 a 25000rpm que permite a los usuarios trabajar a altas velocidades circunferenciales incluso con diámetros de rotor pequeños. Una amplia selección de elementos de dispersión añade versatilidad. Las aplicaciones van desde la homogeneización de muestras de aguas residuales, el uso en reactores de laboratorio, las tareas de dispersión en vacío / presión y la preparación de muestras en diagnósticos médicos.

- Pantalla digital de velocidad
- Control electrónico de velocidad
- Protección electrónica contra sobrecargas
- Los elementos de dispersión de acero inoxidable pueden ser limpiados rápida y fácilmente
- Los elementos de dispersión desechables de plástico están disponibles en dos tamaños
- Visualización del código de error
- Funcionamiento silencioso

**Los cabezales de dispersión deben pedirse por separado.**

**Especificaciones**

**Potencia del motor entrada/salida: 800 / 500 W**

**Rango de volumen de trabajo (H<sub>2</sub>O): 1 ... 2000 ml**

**Viscosidad máx.: 5000 mPas**

**Rango de velocidad: 3000 ... 25000 rpm**

**Visualización de la velocidad: LED**

**Control de la velocidad: sin escalonamiento**

**Ruido sin elemento: 75 dB(A)**

**Brazo de extensión diám. / longitud: 13 mm / 160 mm**

**Dimensiones (An x L x Alt): 87 x 106 x 271 mm**

**Peso: 2,5 kg**

**Fuente de alimentación: 200 - 400 V, 50/60Hz**

**Grado de protección según DIN EN 60529: IP 20**



Code	Description	Packaging
LLG09570949	ULTRA-TURRAX® T 25 digital Dispenser, 230	1 pz.
LLG09570950	ULTRA-TURRAX® T 25 digital S 2 Dispenser	1 pz.
LLG09570951	ULTRA-TURRAX® T 25 digital S 3 Dispenser	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

