

**Homogenizador de alta potencia T 50 digital ULTRA-TURRAX®**

Potente instrumento de dispersión para volúmenes de 0,25 a 30l (H<sub>2</sub>O) con pantalla digital de velocidad. Ofrece un amplio rango de velocidad de 500 a 10000rpm que permite a los usuarios trabajar a altas velocidades circunferenciales incluso con diámetros de rotor pequeños. Una amplia selección de elementos de dispersión garantiza una gran variedad de aplicaciones. Operaciones reproducibles gracias a la velocidad constante incluso con cambios de viscosidad.

- Pantalla digital de velocidad
- Control electrónico de velocidad
- Protección electrónica contra sobrecargas
- Los elementos de dispersión de acero inoxidable pueden ser limpiados rápida y fácilmente
- Arranque suave
- Visualización del código de error

**Los cabezales de dispersión deben pedirse por separado.**

**Especificaciones**

**Potencia del motor entrada / salida 1100 / 700 W**

**Rango de volumen de trabajo (H<sub>2</sub>O): 0,25 ... 30 l**

**Viscosidad máx.: 5000 mPas**

**Rango de velocidad: 500 ... 10000rpm**

**Visualización de la velocidad: LED**

**Control de la velocidad: sin escalonamiento**

**Ruido sin elemento: 72 dB(A)**

**Brazo de extensión diám. / longitud: 16 mm / 220 mm**

**Dimensiones (An x L x Alt): 115 x 139 x 355 mm**

**Peso: 5,76 kg**

**Fuente de alimentación: 200 - 240 V 50/60Hz**

**Grado de protección según DIN EN 60529: IP 20**



Code	Description	Packaging
LLG09570952	ULTRA-TURRAX® T 50 digital Dispenser, 230	1 pz.
LLG09570953	ULTRA-TURRAX® T 50 digital S 2 Dispenser	1 pz.
LLG09570954	ULTRA-TURRAX® T 50 digital S 3 Dispenser	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

