

**Homogenizador de alta potencia T 50 digital ULTRA-TURRAX®****IKA****Homogenizador de alta potencia T 50 digital ULTRA-TURRAX®**

Potente instrumento de dispersión para volúmenes de 0,25 a 30l (H₂O) con pantalla digital de velocidad. Ofrece un amplio rango de velocidad de 500 a 10000rpm que permite a los usuarios trabajar a altas velocidades circunferenciales incluso con diámetros de rotor pequeños. Una amplia selección de elementos de dispersión garantiza una gran variedad de aplicaciones. Operaciones reproducibles gracias a la velocidad constante incluso con cambios de viscosidad.

- Pantalla digital de velocidad
- Control electrónico de velocidad
- Protección electrónica contra sobrecargas
- Los elementos de dispersión de acero inoxidable pueden ser limpiados rápida y fácilmente
- Arranque suave
- Visualización del código de error

Los cabezales de dispersión deben pedirse por separado.

Especificaciones

Potencia del motor entrada / salida 1100 / 700 W

Rango de volumen de trabajo (H₂O): 0,25 ... 30 l

Viscosidad máx.: 5000 mPas

Rango de velocidad: 500 ... 10000rpm

Visualización de la velocidad: LED

Control de la velocidad: sin escalonamiento

Ruido sin elemento: 72 dB(A)

Brazo de extensión diám. / longitud: 16 mm / 220 mm

Dimensiones (An x L x Alt): 115 x 139 x 355 mm

Peso: 5,76 kg

Fuente de alimentación: 200 - 240 V 50/60Hz

Grado de protección según DIN EN 60529: IP 20



Code	Description	Packaging
LLG09570952	ULTRA-TURRAX® T 50 digital Dispenser, 230	1 pz.
LLG09570953	ULTRA-TURRAX® T 50 digital S 2 Dispenser	1 pz.
LLG09570954	ULTRA-TURRAX® T 50 digital S 3 Dispenser	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

