

**Agitadores, Disruptor Genie[®] analógico / digital**

El Disruptor Genie[®] patentado proporciona una acción multidireccional, que simultáneamente agita y forma vórtices a alta velocidad, aumentando dramáticamente la disrupción celular o la eficiencia de resuspensión de la muestra.

- Para obtener resultados precisos, repetibles y reproducibles
- Incremento dramático en la eficiencia de la interrupción de la muestra. Ideal para procedimientos de microesferas de vidrio difíciles (pedir por separado las microesferas de vidrio), disrupción celular/homogeneización de levaduras, bacterias, tejidos vegetales y animales y resuspensiones de pellets o cualquier otro procedimiento que requiera una agitación extremadamente violenta y a alta velocidad
- Disrupción manos libres de hasta doce microtubos de 1,5 ml o 2,0 ml con temporizador de 0 a 15 minutos (Disruptor Genie[®]analógico), de 0 a 99 minutos (Disruptor Genie[®]digital) o funcionamiento continuo
- Rendimiento comparable al de los costosos disruptores/homogeneizadores de células ultrasónicas
- Adecuado para su uso en cámaras frigoríficas o incubadoras

Material de suministro: Disruptor Genie, soporte para 12 tubos, vaso extraíble

Especificaciones**Velocidad**

Disruptor Genie[®] analógico:

Disruptor Genie[®] digital:

2850 rpm

1000 a 2850 rpm

Dimensiones (An x L x Alt): 122 x 165 x 190 mm

Peso: 4,3 kg

Fuente de alimentación: 220 V 50 Hz, 250 mA



Code	Description	Packaging
LLG06253276	Disruptor Genie® digital230V, EU plug	1 pz.
LLG09730115	Disruptor Genie®for 1,5/2,0ml tubes230	1 pz.
LLG09730116	Disruptor Genie®for 1,5/2,0ml tubes230	1 pz.
LLG09730117	Disruptor Genie®for 1,5/2,0ml tubes230	1 pz.
LLG09730118	Disruptor Genie® digital230V, UK plug	1 pz.
LLG09730119	Disruptor Genie® digital230V, CH plug	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

