

**Agitador suspendido EUROSTAR 20 high speed digital**

IKA

**Agitador suspendido EUROSTAR 20 high speed digital**

Mecanismo agitador para laboratorio para un mezclado intensivo de muestras de hasta 20 l de agua. Número de giros constante mediante regulación por microprocesador con un número de revoluciones de 0/150 hasta 6000 min<sup>-1</sup>. Un circuito de seguridad electrónico garantiza la desconexión del aparato en caso de avería o por sobrecarga.

Compensación continua de valores teórico y real del número de giros para adaptar automáticamente las desviaciones. Esto permite una velocidad constante incluso cuando la viscosidad del medio varía.

- Visualización digital del número de giros
- Registro del cono para el eje de precisión
- Número de giros ajustable paso a paso
- Protección por sobrecarga
- Funcionamiento con sobrecarga durante un tiempo corto

**Especificaciones****Volumen máximo de agitación (agua): 20 l****Margen de viscosidad: 10000 mPas****Potencia del motor entrada/salida: 176 / 125W****Margen del número de giros: 0/150 hasta 6000rpm****Momento de giro máximo en el eje de agitación: 20Ncm****Pantalla: LED****Plato de sujeción - zona de sujeción: fixe****Dimensiones (AnxLxAlt): 86 x 208 x 325mm****Peso: 5,3 kg****Tipo de protección conforme a DIN EN 60529: IP 42****Conexión a la red: 230 V/50/60 Hz**

Code	Description	Packaging
LLG09816694	Overhead stirrer EUROSTAR 20 high speed	1 pz.
LLG09816695	StirrerEUROSTAR 20 high speed digital S	1 pz.
LLG09816696	Stirrer EUROSTAR 20 high speed digital	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

