

**Agitador suspendido EUROSTAR 200 control P4**

IKA

Agitador suspendido EUROSTAR 200 control P4

Mecanismo agitador extremadamente potente para medios altamente viscosos y un mezclado intensivo de volúmenes de hasta 100 l de agua. Concebido con telemando extraíble y pantalla TFT digital. Número de giros constante mediante regulación por microprocesador con un número de revoluciones de 0/4 hasta 530 min⁻¹ (dos zonas de revoluciones). El mecanismo agitador tiene un conector RS 232 y un USB para la manipulación y documentación de todos los parámetros. Un momento de giro integrado - pantalla de tendencias mide el cambio de viscosidad de la muestra. Un circuito de seguridad electrónico garantiza la desconexión del aparato en caso de avería o por sobrecarga. Compensación continua de valores teórico y real del número de giros para adaptar automáticamente las desviaciones. Esto permite una velocidad constante incluso cuando la viscosidad del medio varía.

- Pantalla TFT en varios idiomas
- Funciones programables
- Medición de la temperatura integrada
- Funcionamiento a intervalos
- Cronómetro
- Circuito de seguridad ajustable
- Función de enclavamiento
- Número de giros ajustable paso a paso
- Ejes del agitador que se entrecruzan
- Protección por sobrecarga
- Funcionamiento con sobrecarga durante un tiempo corto

Especificaciones**Volumen de agitación (agua): 100 l****Margen de viscosidad: 150.000 mPas****Potencia del motor entrada/salida: 134 / 76 W****Margen de revoluciones:****Margen de revoluciones I:****Margen de revoluciones II: 0/4 hasta 530 min⁻¹****0/4 hasta 110 min⁻¹****0/16 hasta 530 min⁻¹****Momento de giro máximo en el eje agitador: 660 N/cm****Pantalla: TFT**

Plato de sujeción o zona de sujeción: 0,5 hasta 10 mm
Dimensiones (AnxAlt xL): 91x231x379 mm
Tipo de protección conforme a DIN EN 60529: IP 40
Conexión a la red: 230 V/ 50/60 Hz

Code	Description	Packaging
LLG09816712	Overhead stirrer EUROSTAR 200 P4 contro	1 pz.
LLG09816713	Overhead stirrer EUROSTAR 200 P4 contro	1 pz.
LLG09816714	Overhead stirrer EUROSTAR 200 P4 contro	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

