

**Agitador suspendido RW 47 digital**

IKA

Agitador suspendido RW 47 digital

Agitador de laboratorio universal, extremadamente potente para tareas de agitación simple y volúmenes de hasta 200 l (agua). El agitador es adecuado para la mezcla intensa de muestras en el laboratorio, instalaciones piloto y producciones pequeñas. El agitador está equipado con una protección por sobrecalentamiento del motor a base de un limitador de temperatura. Además dispone opcionalmente de una protección para el eje agitador y una fijación del soporte.

- Visualización digital del número de giros
- Número de giros ajustable paso a paso en dos intervalos de revoluciones
- Protección por sobrecarga
- Visualización del código de error
- Diseño robusto y ergonómico
- Elevada estabilidad en marcha
- Con potencia constante

Especificaciones**Volumen de agitación máximo (agua) 200 l****Margen de viscosidad: 100.000 mPas****Potencia del motor entrada/salida: 513 / 370 W****Margen del número de giros:****Margen del número de giros (a 50 Hz):****Margen del número de giros (a 50 Hz): 57 hasta 1300 min⁻¹****57 hasta 275 min⁻¹****275 hasta 1300 min⁻¹****Momento de giro máximo en el eje agitador: 3000 Ncm****Pantalla: LED****Plato de sujeción-zona de sujeción: 3 hasta 16 mm****Dimensiones (AnxALtxL): 145x358x465 mm****Tipo de protección conforme a DIN EN 60529: IP 54****Conexión a la red: 3x400 V/50/60 Hz**

Code	Description	Packaging
LLG09816633	Overhead stirrer RW 47 digital	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

