

**Molino discontinuo Tube Mill control / Tube Mill 100 control**

IKA

**Molino discontinuo Tube Mill control / Tube Mill 100 control**

Adecuado para cámaras de molienda desechables y reutilizables. Utilizando las cámaras de molienda desechables se elimina la posibilidad de contaminación cruzada y el esfuerzo de limpieza. Los molinos se pueden utilizar para materiales duros (dureza Mohs hasta 5), secos y quebradizos. Son especialmente adecuados para la molienda de semillas, como el maíz y el trigo. Mayor seguridad, el funcionamiento del molino sólo es posible con la cámara de molienda debidamente cerrada y la tapa cerrada.

- Pantalla OLED multilingüe claramente ordenada
- Interfaz USB para el control y la documentación de todos los parámetros
- Intervalo de operación disponible
- Velocidad ajustable sin escalonamiento
- Velocidad y tiempo de seguridad ajustables
- Condiciones de prueba programables y almacenables
- Resultados reproducibles
- Temporizador
- Fácil manejo gracias al teclado táctil
- Carcasa sellada a prueba de polvo
- Funcionamiento silencioso

**Material de suministro:**

**Tube Mill control:** incl. 1 x cámara de molienda MT 40 y MMT 40.1 cada una

**Tube Mill 100 control:** incl. 1 x cámara de molienda MT 40, MT 100 y MMT 40.1 cada una

**Especificaciones Tube Mill control // Tube Mill 100 control**

**Principio de trabajo:** Cortar / golpear

**Potencia del motor entrada/salida:** 100 / 80 W

**Velocidad:** 5000 hasta 25000 rpm

**Volumen de la cámara:** 40 ml // 100 ml

**Temporizador:**

**Temporizador de intervalos:** 5 s hasta 3 min

5 hasta 60 s

**Protección por sobrecarga:** sí

**Velocidad periférica:** 65 m/s



**Dureza máxima de la alimentación: 5 Mohs**

**Dimensiones (An x L x Alt): 180 x 300 x 170 mm // 180 x 300 x 212 mm**

**Peso: 2,7 kg // 2,8 kg**

**Grado de protección: IP 30**

**Fuente de alimentación: 220 - 240 V 50/60 Hz**

<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Packaging</b>
LLG07644727	Batch mill Tube Mill 100 control for dis	1 pz.
LLG09737790	Batch mill Tube Mill controlfor disposa	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

