

**Molino discontinuo Tube Mill control / Tube Mill 100 control**

IKA

Molino discontinuo Tube Mill control / Tube Mill 100 control

Adecuado para cámaras de molienda desechables y reutilizables. Utilizando las cámaras de molienda desechables se elimina la posibilidad de contaminación cruzada y el esfuerzo de limpieza. Los molinos se pueden utilizar para materiales duros (dureza Mohs hasta 5), secos y quebradizos. Son especialmente adecuados para la molienda de semillas, como el maíz y el trigo. Mayor seguridad, el funcionamiento del molino sólo es posible con la cámara de molienda debidamente cerrada y la tapa cerrada.

- Pantalla OLED multilingüe claramente ordenada
- Interfaz USB para el control y la documentación de todos los parámetros
- Intervalo de operación disponible
- Velocidad ajustable sin escalonamiento
- Velocidad y tiempo de seguridad ajustables
- Condiciones de prueba programables y almacenables
- Resultados reproducibles
- Temporizador
- Fácil manejo gracias al teclado táctil
- Carcasa sellada a prueba de polvo
- Funcionamiento silencioso

**Material de suministro:**

Tube Mill control: incl. 1 x cámara de molienda MT 40 y MMT 40.1 cada una

Tube Mill 100 control: incl. 1 x cámara de molienda MT 40, MT 100 y MMT 40.1 cada una

Especificaciones Tube Mill control // Tube Mill 100 control

Principio de trabajo: Cortar / golpear

Potencia del motor entrada/salida: 100 / 80 W

Velocidad: 5000 hasta 25000 rpm

Volumen de la cámara: 40 ml // 100 ml

Temporizador:

Temporizador de intervalos: 5 s hasta 3 min

5 hasta 60 s

Protección por sobrecarga: sí

Velocidad periférica: 65 m/s



Dureza máxima de la alimentación: 5 Mohs

Dimensiones (An x L x Alt): 180 x 300 x 170 mm // 180 x 300 x 212 mm

Peso: 2,7 kg // 2,8 kg

Grado de protección: IP 30

Fuente de alimentación: 220 - 240 V 50/60 Hz

Code	Description	Packaging
LLG07644727	Batch mill Tube Mill 100 control for dis	1 pz.
LLG09737790	Batch mill Tube Mill controlfor disposa	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

