

**Calentador de bloque seco**

IKA

Calentador de bloque seco

Calentadores en bloque digitales para 1, 2, 3 o 4 bloques de aluminio que proporcionan un control preciso de la temperatura en recipientes pequeños. Incluye sensor de temperatura PT 1000 que permite el control de la temperatura directamente en el recipiente de muestreo. Se utiliza con tubos de PCR, tiras de PCR, tubos Greiner, microplacas y cubetas. El calentador de bloque es ideal para la determinación de la temperatura de fusión y ebullición, las reacciones enzimáticas, la incubación y activación de cultivos, los inmunoanálisis, la desnaturalización de ADN, los ensayos en medios de cultivo, las pruebas de coagulación, las determinaciones de nitrógeno en urea y sangre y las hibridaciones in situ.

- Temperatura ajustable hasta 120°C
- Temporizador: Cuenta atrás, ajustable desde 1 min a 99h 59 min
- Contador: Pantalla de tiempo de calentamiento
- Altamente versátil con un gran número de bloques
- Visualización del código de error
- Circuito de seguridad fijo
- Señal acústica al final del ensayo

**Sin bloques. Pedir por separado****Especificaciones****Rango de temperatura: TA a +120°C****Pantalla: LED****Precisión del control de calentamiento: ±1K****Conexión para sensor de temperatura externo: DIN 12878****Precisión de control con sensor: ±1K****Uniformidad de temperatura en el medio: ±1K****Estabilidad de la temperatura en los bloques a 37°C: ±0,2°C****Estabilidad de la temperatura en los bloques a 60°C: ±0,4°C****Circuito de seguridad fijo: +150°C****Tipo de protección conforme a DIN EN 60529: IP 21****Fuente de alimentación: 220-240V, 50/60 Hz**

| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09816801 | Digital block thermostate Dry Block Hea | 1 pz. |
| LLG09816802 | Digital block thermostate Dry Block Hea | 1 pz. |
| LLG09816803 | Digital block thermostate Dry Block Hea | 1 pz. |
| LLG09816804 | Digital block thermostate Dry Block Hea | 1 pz. |
| LLG09816805 | Digital block thermostate Dry Block Hea | 1 pz. |
| LLG09816806 | Digital block thermostate Dry Block Hea | 1 pz. |
| LLG09816807 | Digital block thermostate Dry Block Hea | 1 pz. |
| LLG09816808 | Digital block thermostate Dry Block Hea | 1 pz. |
| LLG09816809 | Digital block thermostate Dry Block Hea | 1 pz. |
| LLG09816810 | Digital block thermostate Dry Block Hea | 1 pz. |
| LLG09816811 | Digital block thermostate Dry Block Hea | 1 pz. |
| LLG09816812 | Digital block thermostate Dry Block Hea | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

