

**Calentador de bloque seco**

IKA

Calentador de bloque seco

Calentadores en bloque digitales para 1, 2, 3 o 4 bloques de aluminio que proporcionan un control preciso de la temperatura en recipientes pequeños. Incluye sensor de temperatura PT 1000 que permite el control de la temperatura directamente en el recipiente de muestreo. Se utiliza con tubos de PCR, tiras de PCR, tubos Greiner, microplacas y cubetas. El calentador de bloque es ideal para la determinación de la temperatura de fusión y ebullición, las reacciones enzimáticas, la incubación y activación de cultivos, los inmunoanálisis, la desnaturalización de ADN, los ensayos en medios de cultivo, las pruebas de coagulación, las determinaciones de nitrógeno en urea y sangre y las hibridaciones in situ.

- Temperatura ajustable hasta 120°C
- Temporizador: Cuenta atrás, ajustable desde 1 min a 99h 59 min
- Contador: Pantalla de tiempo de calentamiento
- Altamente versátil con un gran número de bloques
- Visualización del código de error
- Circuito de seguridad fijo
- Señal acústica al final del ensayo



Sin bloques. Pedir por separado

Especificaciones

Rango de temperatura: TA a +120°C

Pantalla: LED

Precisión del control de calentamiento: $\pm 1K$

Conexión para sensor de temperatura externo: DIN 12878

Precisión de control con sensor: $\pm 1K$

Uniformidad de temperatura en el medio: $\pm 1K$

Estabilidad de la temperatura en los bloques a 37°C: $\pm 0,2^{\circ}C$

Estabilidad de la temperatura en los bloques a 60°C: $\pm 0,4^{\circ}C$

Circuito de seguridad fijo: +150°C

Tipo de protección conforme a DIN EN 60529: IP 21

Fuente de alimentación: 220-240V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG09816801	Digital block thermostate Dry Block Hea	1 pz.
LLG09816802	Digital block thermostate Dry Block Hea	1 pz.
LLG09816803	Digital block thermostate Dry Block Hea	1 pz.
LLG09816804	Digital block thermostate Dry Block Hea	1 pz.
LLG09816805	Digital block thermostate Dry Block Hea	1 pz.
LLG09816806	Digital block thermostate Dry Block Hea	1 pz.
LLG09816807	Digital block thermostate Dry Block Hea	1 pz.
LLG09816808	Digital block thermostate Dry Block Hea	1 pz.
LLG09816809	Digital block thermostate Dry Block Hea	1 pz.
LLG09816810	Digital block thermostate Dry Block Hea	1 pz.
LLG09816811	Digital block thermostate Dry Block Hea	1 pz.
LLG09816812	Digital block thermostate Dry Block Hea	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

