

**Vasos multiusos con tapón de rosca, PP****Ratiolab****Vasos multiusos con tapón de rosca, PP**

Transparentes, con tapón de rosca rojo. No estériles o estériles. Los vasos estériles se envasan individualmente. Vasos ideales para la toma de muestras y el almacenamiento de muestras sólidas, fangosas y líquidas.



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
| LLG06093728 | Multi-purpose beakers w/screw cap, 120ml | 250 pz.   |
| LLG06258714 | Flacons multi-usages avec couvercle/500  | 500 pz.   |
| LLG06260493 | Multipurpose beakers 60 ml, PP with/600  | 600 pz    |
| LLG06261429 | Flacons multi-usages avec couvercle/200  | 200 pz.   |
| LLG06262099 | Flacons multi-usages avec couvercle/150  | 150 pz.   |
| LLG06287527 | Multipurpose beakers 30 ml, PPwith red   | 500 pz    |
| LLG06803183 | Multipurpose beakers 120 ml, PP wit/500  | 500 pz.   |
| LLG09401860 | Multipurpose beakers 30 ml, PP wit/ 1000 | 1000 pz.  |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

