

**Vasos multiusos con tapón de rosca, PP****Ratiolab****Vasos multiusos con tapón de rosca, PP**

Transparentes, con tapón de rosca rojo. No estériles o estériles. Los vasos estériles se envasan individualmente. Vasos ideales para la toma de muestras y el almacenamiento de muestras sólidas, fangosas y líquidas.



Code	Description	Packaging
LLG06093728	Multi-purpose beakers w/screw cap, 120ml	250 pz.
LLG06258714	Flacons multi-usages avec couvercle/500	500 pz.
LLG06260493	Multipurpose beakers 60 ml, PP with/600	600 pz
LLG06261429	Flacons multi-usages avec couvercle/200	200 pz.
LLG06262099	Flacons multi-usages avec couvercle/150	150 pz.
LLG06287527	Multipurpose beakers 30 ml, PPwith red	500 pz
LLG06803183	Multipurpose beakers 120 ml, PP wit/500	500 pz.
LLG09401860	Multipurpose beakers 30 ml, PP wit/ 1000	1000 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

