

**Cucharas de muestreo DispoLadle, HDPE****Bürkle****Cucharas de muestreo DispoLadle, HDPE**

DispoLadle es una cuchara de muestreo especialmente diseñada para uso desechable. La cuchara escalada con relieve puede ser usada para medir. Muestra el contenido en incrementos de 10 ml, hasta 200 ml. Un mango ergonómico y un pico a ambos lados para su uso a la derecha o a la izquierda hacen que el manejo sea simple y fácil.

- Fabricación en sala blanca
- Empaquetada individualmente
- Opcionalmente esterilizada por rayos gamma



Code	Description	Packaging
LLG06284537	Disposable sampling scoop 200 ml Disp	20 pz.
LLG06284538	Disposable sampler 200 ml DispoSchöpf	20 pz.
LLG06284539	Disposable sampling scoop 200 ml Disp	20 pz.
LLG06284540	Disposable sampler 200 ml DispoSchöpf	20 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

