

**Placas de Petri LLG, vidrio sodocálcico****LLG Labware****Placas de Petri LLG, vidrio sodocálcico**

Adecuadas para aplicaciones en el cultivo de bacterias, levaduras y hongos, así como en cultivos celulares. Resistencia hidrolítica: clase HGB 3 según ISO 719, tipo III según USP.



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG06291552 | LLG-Petri dish 30x180mm, glass, pack of | 10 pz.    |
| LLG06291553 | LLG-Petri dish 30x200mm, glass, pack of | 10 pz.    |
| LLG06291554 | LLG-Petri dish 50x200mm, glass, pack of | 10 pz.    |
| LLG09170570 | LLG-Petri dish 12x40mm, glass           | 1 pz      |
| LLG09170571 | LLG-Petri dish 15x60mm, glass           | 1 pz      |
| LLG09170572 | LLG-Petri dish 15x80mm, glass           | 1 pz      |
| LLG09170573 | LLG-Petri dish 10x100mm, glass          | 1 pz      |
| LLG09170574 | LLG-Petri dish 15x100mm, glass          | 1 pz      |
| LLG09170575 | LLG-Petri dish 15x90mm, glass           | 1 pz      |
| LLG09170576 | LLG-Petri dish 20x100mm, glass          | 1 pz      |
| LLG09170577 | LLG-Petri dish 20x120mm, glass          | 1 pz      |
| LLG09170578 | LLG-Petri dish 25x150mm, glass          | 1 pz      |
| LLG09170579 | LLG-Petri dish 30x180mm, glass          | 1 pz      |
| LLG09170580 | LLG-Petri dish 30x200mm, glass          | 1 pz      |
| LLG09170581 | LLG-Petri dish 50x200mm, glass          | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

