

**Placas de Petri LLG, vidrio sodocálcico****LLG Labware****Placas de Petri LLG, vidrio sodocálcico**

Adecuadas para aplicaciones en el cultivo de bacterias, levaduras y hongos, así como en cultivos celulares. Resistencia hidrolítica: clase HGB 3 según ISO 719, tipo III según USP.



Code	Description	Packaging
LLG06291552	LLG-Petri dish 30x180mm, glass, pack of	10 pz.
LLG06291553	LLG-Petri dish 30x200mm, glass, pack of	10 pz.
LLG06291554	LLG-Petri dish 50x200mm, glass, pack of	10 pz.
LLG09170570	LLG-Petri dish 12x40mm, glass	1 pz
LLG09170571	LLG-Petri dish 15x60mm, glass	1 pz
LLG09170572	LLG-Petri dish 15x80mm, glass	1 pz
LLG09170573	LLG-Petri dish 10x100mm, glass	1 pz
LLG09170574	LLG-Petri dish 15x100mm, glass	1 pz
LLG09170575	LLG-Petri dish 15x90mm, glass	1 pz
LLG09170576	LLG-Petri dish 20x100mm, glass	1 pz
LLG09170577	LLG-Petri dish 20x120mm, glass	1 pz
LLG09170578	LLG-Petri dish 25x150mm, glass	1 pz
LLG09170579	LLG-Petri dish 30x180mm, glass	1 pz
LLG09170580	LLG-Petri dish 30x200mm, glass	1 pz
LLG09170581	LLG-Petri dish 50x200mm, glass	1 pz





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

