



## Gafas de protección SP1000

Honeywell Safety Products

### Gafas de protección SP1000

Diseño moderno, que se puede llevar con cinta para la cabeza. Ofrece protección frente a golpes, sol, viento y suciedad. Ideal para ambientes cargados de polvo, por ejemplo, en chorreado por arena, alisado de madera.

-Verificado conforme a EN166, EN170 y EN172

-Color de montura negra



Code	Description	Packaging
LLG09006101	Protection spectacles SP1000, black rim	1 pz
LLG09006102	Protection spectacles SP1000, black rim	1 pz
LLG09006103	Protection spectacles SP1000, black rim	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

