

**Gafas de protección SP1000**

Honeywell Safety Products

Gafas de protección SP1000

Diseño moderno, que se puede llevar con cinta para la cabeza. Ofrece protección frente a golpes, sol, viento y suciedad. Ideal para ambientes cargados de polvo, por ejemplo, en chorreado por arena, alisado de madera.

-Verificado conforme a EN166, EN170 y EN172

-Color de montura negra



Code	Description	Packaging
LLG09006101	Protection spectacles SP1000, black rim	1 pz
LLG09006102	Protection spectacles SP1000, black rim	1 pz
LLG09006103	Protection spectacles SP1000, black rim	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

