

**Gafas de protección SP1000**

Honeywell Safety Products

Gafas de protección SP1000

Diseño moderno, que se puede llevar con cinta para la cabeza. Ofrece protección frente a golpes, sol, viento y suciedad. Ideal para ambientes cargados de polvo, por ejemplo, en chorreado por arena, alisado de madera.

- Verificado conforme a EN166, EN170 y EN172
- Color de montura negra



Code	Description	Packaging
LLG09006101	Protection spectacles SP1000, black rim	1 pz
LLG09006102	Protection spectacles SP1000, black rim	1 pz
LLG09006103	Protection spectacles SP1000, black rim	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

