



Concentrados para baños ultrasónicos TICKOPUR

Bandelin

Concentrados para baños ultrasónicos TICKOPUR

Concentrados para los baños de limpieza ultrasónicos SONOREX. Mejoran la cavitación, limpian intensamente, son compatibles con la mayoría de los materiales y están libres de cloruro. Para usar en frío o en caliente.

TICKOPUR TR 3: Limpiador especial, concentrado. Propiedades: pH ácido débil 3.0 al 1%, dosificación 5%. Basado en: ácido cítrico, surfactantes, sin fosfato. Para: acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, preciosos y ligeros, vidrio, cerámica, plásticos, caucho. Elimina: residuos minerales, óxido, grasa, aceites, ceras, pigmentos, residuos de esmerilado, pulido y lapeado.

TICKOPUR TR 13*: Limpiador intensivo, concentrado. Propiedades: pH alcalino 11,9 al 1 %, dosificación 0,1 a 10 %. Basado en: surfactantes, álcalis. Para: acero, acero inoxidable, metales preciosos, vidrio, cerámica, plásticos, caucho. No para: metales ligeros, estaño y zinc. Contra: Resinas, residuos de coque, hollín, grasas, aceites, ceras, pigmentos, niebla de color, residuos de lijado, pulido y lapeado.

TICKOPUR R 27*: Limpiador especial, concentrado. Propiedades: pH ácido 1,9 en una solución al 1%, dosificación 5%. Basado en: ácido fosfórico. Para: acero, acero inoxidable, metales preciosos, vidrio, cerámica, caucho, plástico. Elimina: óxido, cal, residuos minerales, silicato, fosfato, cemento, etc.

TICKOPUR R 30: Limpiador neutro, concentrado. Propiedades: neutro, dosificación pH 7 de 1 a 5%. Basado en: surfactantes. Para: metal, metal ligero, vidrio, cerámica, plástico, caucho. Contra: residuos de perforación, esmerilado, pulido y lapeado, suciedad aceitosa y grasienta y hollín.

TICKOPUR R 33: Limpiador universal, concentrado. Propiedades: ligeramente alcalino, pH 9,9 al 1%, dosificación 3 a 5%. Para: metal, metales ligeros, vidrio, cerámica, plástico, goma, filtros electrónicos, respiradores. Contra: residuos de lijado, pulido y lapeado, suciedad aceitosa y grasienta, ceras, películas de silicona, tinta.

TICKOPUR RW 77: Limpiador especial con amoníaco, concentrado. Propiedades: ligeramente alcalino, pH 9,9 al 1%, dosificación 5%. Basado en: surfactantes, amoníaco. Para: metal, vidrio, cerámica, plástico, goma, tablas, relojes, tamices de prueba. Cuidado con los



metales ligeros. Contra: resina, hollín, pigmentos, residuos de pulido y lapeado, grasas, aceites, ceras, manchas, fundente.

TICKOPUR J 80 U: Desoxidante, listo para usar. Propiedades: ligeramente ácido, pH 1,5. Sólo para uso en el recipiente de aplicación. Para: metales preciosos y sus aleaciones, cobre, bronce, latón. No para metales ligeros, acero, estaño, zinc.

Code	Description	Packaging
LLG06301466	TICKOPUR TR 3, 2 ltr.(no dan. goods)	1 pz.
LLG06802537	TICKOPUR TR 3, 5 ltr.citric acid, solut	1 pz.
LLG06802927	TICKOPUR TR 3, 1 ltr.no dan. goods	1 pz.
LLG09192601	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR R 33	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09192602	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR R 33	1 pz.
LLG09192605	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR R 33	1 pz.
LLG09192611	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR RW 7	1 pz.
LLG09192612	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR RW 7	1 pz.
LLG09192615	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR RW 7	1 pz.
LLG09192641	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR R 30	1 pz.
LLG09192642	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR R 30	1 pz.
LLG09192646	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR R 30	1 pz.
LLG09192672	Tickopur TR 13, 5l-can caustic, alkal/1	1 pz.
LLG09192751	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR J 80	1 pz.
LLG09192752	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR J 80	1 pz.
LLG09192755	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR J 80	1 pz.
LLG09192761	Tickopur R 27, 1l-bottlephosphoric acid	1 pz.
LLG09192762	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR R 27	1 pz.
LLG09192765	Tickopur R, 5l-canphosphoric acid, solu	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

