

**Concentrados para baños ultrasónicos TICKOPUR****Bandelin****Concentrados para baños ultrasónicos TICKOPUR**

Concentrados para los baños de limpieza ultrasónicos SONOREX. Mejoran la cavitación, limpian intensamente, son compatibles con la mayoría de los materiales y están libres de cloruro. Para usar en frío o en caliente.

TICKOPUR TR 3: Limpiador especial, concentrado. Propiedades: pH ácido débil 3.0 al 1%, dosificación 5%. Basado en: ácido cítrico, surfactantes, sin fosfato. Para: acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, preciosos y ligeros, vidrio, cerámica, plásticos, caucho. Elimina: residuos minerales, óxido, grasa, aceites, ceras, pigmentos, residuos de esmerilado, pulido y lapeado.

TICKOPUR TR 13*: Limpiador intensivo, concentrado. Propiedades: pH alcalino 11,9 al 1%, dosificación 0,1 a 10%. Basado en: surfactantes, álcalis. Para: acero, acero inoxidable, metales preciosos, vidrio, cerámica, plásticos, caucho. No para: metales ligeros, estaño y zinc. Contra: Resinas, residuos de coque, hollín, grasas, aceites, ceras, pigmentos, niebla de color, residuos de lijado, pulido y lapeado.

TICKOPUR R 27*: Limpiador especial, concentrado. Propiedades: pH ácido 1,9 en una solución al 1%, dosificación 5%. Basado en: ácido fosfórico. Para: acero, acero inoxidable, metales preciosos, vidrio, cerámica, caucho, plástico. Elimina: óxido, cal, residuos minerales, silicato, fosfato, cemento, etc.

TICKOPUR R 30: Limpiador neutro, concentrado. Propiedades: neutro, dosificación pH 7 de 1 a 5%. Basado en: surfactantes. Para: metal, metal ligero, vidrio, cerámica, plástico, caucho. Contra: residuos de perforación, esmerilado, pulido y lapeado, suciedad aceitosa y grasienta y hollín.

TICKOPUR R 33: Limpiador universal, concentrado. Propiedades: ligeramente alcalino, pH 9,9 al 1%, dosificación 3 a 5%. Para: metal, metales ligeros, vidrio, cerámica, plástico, goma, filtros electrónicos, respiradores. Contra: residuos de lijado, pulido y lapeado, suciedad aceitosa y grasienta, ceras, películas de silicona, tinta.

TICKOPUR RW 77: Limpiador especial con amoníaco, concentrado. Propiedades: ligeramente alcalino, pH 9,9 al 1%, dosificación 5%. Basado en: surfactantes, amoníaco. Para: metal, vidrio, cerámica, plástico, goma, tablas, relojes, tamices de prueba. Cuidado con los metales ligeros. Contra: resina, hollín, pigmentos, residuos de pulido y lapeado, grasas, aceites, ceras, manchas, fundente.

TICKOPUR J 80 U: Desoxidante, listo para usar. Propiedades: ligeramente ácido, pH 1,5. Sólo para uso en el recipiente de aplicación. Para: metales preciosos y sus aleaciones, cobre, bronce, latón. No para metales ligeros, acero, estaño, zinc.



Code	Description	Packaging
LLG06301466	TICKOPUR TR 3, 2 ltr.(no dan. goods)	1 pz.
LLG06802537	TICKOPUR TR 3, 5 ltr.citric acid, solut	1 pz.
LLG06802927	TICKOPUR TR 3, 1 ltr.no dan. goods	1 pz.
LLG09192601	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR R 33	1 pz.
LLG09192602	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR R 33	1 pz.
LLG09192605	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR R 33	1 pz.
LLG09192611	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR RW 7	1 pz.
LLG09192612	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR RW 7	1 pz.
LLG09192615	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR RW 7	1 pz.
LLG09192641	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR R 30	1 pz.
LLG09192642	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR R 30	1 pz.
LLG09192646	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR R 30	1 pz.
LLG09192672	Tickopur TR 13, 5l-can caustic, alkal/1	1 pz.
LLG09192751	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR J 80	1 pz.
LLG09192752	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR J 80	1 pz.
LLG09192755	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR J 80	1 pz.
LLG09192761	Tickopur R 27, 1l-bottlephosphoric acid	1 pz.
LLG09192762	Ultrasonic cleaning agent TICKOPUR R 27	1 pz.
LLG09192765	Tickopur R, 5l-canphosphoric acid, solu	1 pz.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

