

**Cables de conexión**

Para conectar electrodos de pH con sensores de temperatura integrados y un cabezal de conexión MultiPin o bien con el cabezal de conexión S7 (sin sensor de temperatura) tal como se indica. Cables adecuados para la conexión de los electrodos Mettler Toledo a una variedad de otros medidores



Code	Description	Packaging
LLG06282405	InLab® Cable MultiPin-BNC/4mm1.2 m	1 pz.
LLG09041611	Connection cables,Multipin-BNC/RCA	1 pz.
LLG09041613	Connection cables, S7-BNC	1 pz
LLG09041634	InLab® Cable S7-BNC1.2 m	1 pz.
LLG09041649	InLab® Cable MultiPin-DIN/RCA1.2 m	1 pz.
LLG09041661	Câbles de connexion,S7-4mm	1 pz.
LLG09041662	Connection cables, S7-2mm	1 pz.
LLG09041669	InLab® Cable S7-no connector5 m	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5ª Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

