

**Electrodo de pH InLab[®] Expert Pro**

Mettler-Toledo Online

Electrodo de pH InLab[®] Expert Pro

Electrodo de pH con eje de PEEK resistente a sustancias químicas, sistema de referencia ARGENTAL™. Cable BNC/RCA (Cinch) fijo.

InLab[®]Expert Pro ISM para Seven Compact y Seven Excellence

Especificaciones

Rango de temperatura: 0 ... 100 °C

Rango de pH: 0 ... 14 pH

Sensor de temperatura: NTC 30 k Ω

Longitud/ diám.: 120 mm / 12 mm

Electrolito: Polímero XEROLYT[®]

Diafragma: Conexión abierta

Resistencia de la membrana a 25°C: 250 M Ω



Code	Description	Packaging
LLG09041504	pH electrode InLab® Expert NTC30body le	1 pz.
LLG09041506	pH electrode InLab® Expert Probody leng	1 pz.
LLG09041508	pH-Electrode InLab® Expert Prorobust 3-	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

